

Die Lösung! Ein System für alle Ereignisse

Die Synchronisierte Notfallversorgung mit System

- Automatischer Notruf
- Automatische Ortung
- Automatische Alarmierung
- Automatische Überwachung
- Ohne Strom und Telefon

- Die Notruf Sprechverbindung wird ununterbrochen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes aufrecht erhalten.
- Durch die Freisprecheinrichtung hat der Ersthelfer die Hände frei und kann ohne Einschränkung die durch die Leitstelle gegebenen Anweisungen umsetzen.



Orten und Finden



Funktion 1 Notruf Freisprechend

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Notfallplan Defibrillatoreinsatz															
2																
3																
4	Betreiber: Stadt Herzogenaurach, 91074 Herzogenaurach															
5	Standort des Defibrillators:															
6	Am Goldberganger															
7	Notruf Standortnr.: 0160 62 37 969															
8	NOTRUF 112 ÜBER KNOPF ODER BEI ENTNAHME															
9																
10	KASTEN ÖFFNEN: TASTE 7, GESPRÄCH BEENDEN: 2x TASTE 3 & AUFLÖSEN															
11	Bei Unterbrechung des Gespräches die Notruf Standortnr. wählen!															
12	1. Notfallplan:															
13																
14	1. Absetzen des Notrufs an die 112 automatisch (Wo, Was, Wer, Wie viele)															
15	2. Ersthelfer informieren (siehe untenstehende Liste Punkt 3)															
16	3. AED-Defibrillator entnehmen, öffnen und zum Unfallort gehen.															
17	4. Den automatischen Anweisungen des Gerätes und der Rettungsleitstelle folgen.															
18																
19	2. Funktionsliste															
20		Funktion:	Notruf an:	Telefon-Nr.:												
21	1.	Notruftaste	RDSB	0171 3135424												
22	2.	Entnahme der Trageeinheit	Leitstelle	112												
23	3.	Vorort-Service	ASB, Hr. Krieger	09132 1303												
24	4.	24 Stunden Service-Hotline	Castell Life Safe	02732 25735												
25																
26	3. Ersthelfer vor Ort															
27		Name:	Standort:	Telefon-Nr.:												
28	1.	G. Meier	Busbahnhö	255488441												
29	2.															
30	3.															
31	4.															
32																
33	4. Technische Daten															
34		Typ:	w5800													
35		S-Nr.:	3048													
36		Notruf:	Analog und GSM-Trageeinheit													
37		Strom:	Stromanschluss liegt an und auf Verteilerkasten													
38																
39																
40																
41																






5. Rettungsmittel Inhalt	
1.	PRIMEDIC™ AED S-Nr. 73154003779
2.	Rasierer
3.	
4.	Beatmungsmaske
5.	Bergertuch
6.	Warnweste
7.	Notrufmodul mit Freisprecheinrichtung 0160 11 948 11

Bei Defekt: 24 Stunden Hotline 02732 - 25735

© 2000 CASTELL LIFE SAFE GMBH, IM NEUBAU FELD 3, 91223 HERZOGENAUACH



Funktion 2 SMS Alarmierung über Alarmverteiler

Betreiber: Sparkasse Siegen

Standort des Defibrillators: Eingang Sparkasse

Filiale Wilnsdorf Marktplatz 6 57234 Wilnsdorf

ZUERST NOTRUF! 112



Notfallplan: Ruhe bewahren, aber schnell reagieren

1. Absetzen des Notrufs an die 112 automatisch (Wo, Was, Wer, Wie viele)
2. Ersthelfer informieren siehe aushängende Liste
- 3.
4. AED Defibrillator zum Patienten bringen
5. Defibrillator entnehmen, öffnen und den automatischen Anweisungen folgen.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Im Notfall Information an:

1.	Standort	Tel.	02739 47910		
2.		Handy	777777		
3.	Notruf	Fax	0271-112		
4.	BFW Siegen			271236114	

Wall-Case Inhalt:

1. AED
2. ?
3. Verbandset ?
4. Beatmungsmaske ?
5. Bergeluch ?
6. Warnweste ?
7. Notrufmodul mit Freisprecheinrichtung


Bei Defekt: 24 Stunden Hotline 02732 - 25735

RETTUNGSZENTRUM


112

Notrufnummer des Defibrillators

0175-5137841



Am Goldberganger



Am Flughafen

Busbahnhof

Ringstr.

Benutzer: S20-099859

Report vor:	11 hour
Höhe:	10
km/h:	27
Kurs:	318
<input checked="" type="checkbox"/> Refresh:	264
Breite:	48.369942
Laenge:	010.892287


TrackPunkte

November 2007

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8




Funktionsprinzip Alarm / Wartung



Verknüpfung mit RFID Internet gestützter Datenbank

Wetterdienst



The screenshot displays a weather service interface. On the left, there are several dropdown menus and a list of warning types. The 'Warnstufe' dropdown is open, showing a list of warning levels with corresponding colored bars. On the right, there is a map of Germany with state names labeled in blue text.

Region: Schleswig-Holstein/Hamburg [ändern]
Kreis: Stadt Kiel
Einheit: Gruppe: 01_Einsatzleitung
Warnlagen: Alle Warnungen
Warnstufe:

- Alle Warnungen
- Frost
- Gewitter inkl. Begleiterscheinungen
- Glatte/Glatteis
- Hitzewarnungen
- Nebel
- Schneefall/Schneeverwehungen
- Seewetterwarnung
- Stark- und Dauerregen
- UV-Warnungen
- Wind/Sturm/Orkan

ab Wetterwarnung
ab Warnung vor markantem Wetter
ab Vorwarnung zur Unwetterwarnung
ab Unwetterwarnung
Warnung vor extremem Unwetter
Seewetterwarnung
UV-Warnung

Map labels: Kiel, Hamburg, Schwerin, Dresden, Hannover, Potsdam, Berlin, Magdeburg, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Wiesbaden, Mainz, Saarbrücken, Stuttgart, München.

Verknüpfung mit RFID Internet gestützter Datenbank

RETTalarm@ - 07.12.2009 14:53:39

Mitgliederbereich - Übersicht

Menü

Alarmierung

QuickSMS

Feedback

Übersicht

Wetter

Alarmlisten

Funktionsgruppen

Alarmtexte

Einstellungen

Verwaltung

Statistik

Im-/Export

Abmelden

Willkommen Castell Life Safe GmbH!

Letzter Login erfolgte am 03. Dec 2009 13:43:37

Alarm an

[Molsb] [+]

BMW castell Feuerwehr Fraport Kaufhof Kaufland Lidl Numerik Schott Städte Verschiedene

Augsburg UNI (0 Nummern)

BMW (0 Nummern)

castell (1 Nummer)

ECE Einkaufscenter (0 Nummern)

Feuerwehr Eberfing 83290 (9 Nummern)

Frankfurt Flughafen (1 Nummer)

Fraunhofer (0 Nummern)

Galena Kaufhof (1 Nummer)

Gemeinde Pullach (6 Nummern)

Heinrich Haus (0 Nummern)

Herzogenaurach (0 Nummern)

Horiba (0 Nummern)

Kaufland (6 Nummern)

Kind&Co (0 Nummern)

Lidl (4 Nummern)

Luckenbach (0 Nummern)

LV-Hessen (0 Nummern)

Mubea (0 Nummern)

Mühlheim a.d. Ruhr (0 Nummern)

Naspa Wiesbaden (0 Nummern)

Numerik Jena (5 Nummern)

Rasselstein (0 Nummern)

Schenck (0 Nummern)

SCHOTT AG (8 Nummern)

Seideltec (0 Nummern)

Mitgliederbereich - Im-/Export

- Menü**
- Alarmierung
- QuickSMS
- Feedback
- Übersicht
- Wetter
- Alarmlisten
- Funktionsgruppen
- Alarmtexte
- Einstellungen
- Verwaltung
- Statistik
- Im-/Export**
- Handbuch
- Merkblatt
- Alarmplan
- Abmelden**

Handbücher, Referenzkarte, Offline-Software

- Faltkarte SMS-Nummern (als PDF) [gepackt](#) oder [ungepackt](#)
- RETTalarm Handbuch (als PDF) [gepackt](#) oder [ungepackt](#)

Verfügbare Reports (CSV Download)

- [Gesamtliste nach Namen](#)
- [Gesamtliste nach Listen](#)
- [Gesamtliste nach Gruppen](#)
- [Gesamtliste für Reimport](#)

Verfügbare Reports (EXCEL Download)

- [Gesamtliste nach Namen](#)
- [Gesamtliste nach Listen](#)
- [Gesamtliste nach Gruppen](#)

Verfügbare Übersichtspläne HTML, Druckversion

- [Gesamtliste Alarmplan](#)
- [Gesamtliste Gruppenplan](#)
- [Gesamtliste nach Namen](#)
- [Gesamtliste nach Listen](#)
- [Gesamtliste nach Gruppen](#)

Einzelne Organisationseinheiten HTML, Druckversion

- Liste
- Gruppe

Mitgliederbereich - Statistik

- Menü**
- Alarmierung
- QuickSMS
- Feedback
- Übersicht
- Wetter
- Alarmlisten
- Funktionsgruppen
- Alarmtexte
- Einstellungen
- Verwaltung
- Statistik**
- Im-/Export
- Abmelden**

Zeige Statistik für

Monat:

von: Uhr

bis: Uhr

Einheit:

Typ:

Auslöseweg:

Mitbenutzer:

Zeit	Typ	Gruppe	Anzahl	Text	Ausgelöst	Mitbenutzer
01. Dec 2009 11:28:45	SMS	SCHOTT AG	5	Alarm für !name! Notruf wurde ausgelöst! An Gerät Trageeinheit Ein/Aus-Schalter rot Nummer 015116368461 am 01Dec1128	über T-Mobile	von Hauptbenutzer
01. Dec 2009 11:28:45	SMS	(Einzelversand QuickSMS)	1	INFO: Alarm für !name! Notruf wurde ausgelöst! An Gerät Trageeinheit Ein/Aus-Schalter rot Nummer 015116368461 am 01Dec1128	über T-Mobile	von Hauptbenutzer
01. Dec 2009 11:28:45	Mail	SCHOTT AG	3	Alarm für !name! Notruf wurde ausgelöst! An Gerät Trageeinheit Ein/Aus-Schalter rot Nummer 015116368461 am 01Dec1128	über T-Mobile	von Hauptbenutzer
01. Dec 2009 12:13:26	InfoSMS	(Einzelversand QuickSMS)	1	conf,4685 name:46741 call:+4916090277936 SMS:+4916090277936	über Website	von Hauptbenutzer
01. Dec 2009 12:14:11	InfoSMS	(Einzelversand QuickSMS)	1	conf,4685 name:46741 call:+4916090277936 SMS:+4916090277936	über Website	von Hauptbenutzer
01. Dec 2009 14:27:02	SMS	Gemeinde Pullach	1	Alarm für !name! Notruf wurde ausgelöst! An Gerät Pullach Nummer 015116368287 am 01Dec1427	über T-Mobile	von Hauptbenutzer
01. Dec 2009 14:27:02	Mail	Gemeinde Pullach	2	Alarm für !name! Notruf wurde ausgelöst! An Gerät Pullach Nummer 015116368287 am 01Dec1427	über T-Mobile	von Hauptbenutzer
01. Dec 2009 14:27:02	Mail	(Einzelversand QuickPage)	1	INFO: Alarm für !name! Notruf wurde ausgelöst! An Gerät Pullach Nummer 01511636	über T-Mobile	von Hauptbenutzer

Das System:

RFID-Internet-Informationsportal

1. Zugriffsrechte

<input type="text" value="w.mueller@internet.de"/>	<input type="text" value="passwort123"/>	Mitarbeiter, Leserecht Admin, Lese- und Schreibrecht ...
Benutzername	Passwort	


2. Standortübersicht

Defibrillator Typ	Seriennummer	Standort	Wartungsintervalle
Primedic AED	73154006220	Bau 3, 2. OG, Gang Mitte	2 (Jahre)
Primedic AED	73154006221	Hauptverwaltung, Zentrale	2 (Jahre)
...			

3. Wartungsstand/Historie

Standort	Letzte Wartung	Nächste Wartung
Bau 3, 2. OG, Gang Mitte	24.09.2009	24.09.2011
Hauptverwaltung, Zentrale	01.09.2007	01.09.2009 Wartung überschritten
...		

4. Eskalationsmatrix



Systemanforderung

Technisch

Einfache Montage

Einfache Bedienung

Kein Telefonanschluß

Kein Stromanschluss

Wiedererkennungswert

Min. IP 54 Spritzwasserschutz

Robust

Landesspezifisch beschriftet

Wirtschaftlichkeit

Günstiger Kaufpreis

Geringe Unterhaltungskosten

Update Möglichkeiten

Fernüberwachung

Diebstahlschutz



Automatischer Notruf

Freisprechfunktion

Ortungsfunktion

Identifizierung IP

Überwachungsfunktion

Self-controller

Batteriebetrieben

Welche mindest Anforderung muss ein Defibrillator erfüllen?

Technisch

Einfache Bedienung

Selbsttest

Verwechslungsfreie Elektroden

hochspannungsgeprüft und tauglich

Min. IP 54 Spritzwasserschutz

Salznebelprüfung Kondensat

Klare Ansage und gute Lautstärke

Bedienungs- Piktogramm geführte Anweisung

Ggf. Mehrsprachigkeit wählbar

Medizinisch

Variable Stromabgabe

Erfolgsbelege der Rettung

Speicherkarte für schnell Programmierung

Wirtschaftlichkeit

Kaufpreis

Geringe Unterhaltungskosten

Update Möglichkeiten



Service Steckbrief

Seite 1

Filiale: 3390

Name: Mosbach Anschrift: Musterfirma
PLZ, Ort: 00000 Musterstadt
Telefon: 000256968
Fax: 000325678

RFID-Tag:	KA69	Automatiktüren	
Wartungsmaterial:	2100000283	Standort:	Eingang links außen

Wartung	Lieferant: 212223	Position: J8
Firma:	REKO Service GmbH & Co. KG	
Anschrift:	Trinkbornstr. 22	
PLZ, Ort:	56281 Dörth	
Telefon:	0 18 03 73 56 73	
Kontakt:	Herr Weinand/Herr Trein/Herr Kanera	
E-Mail:	service@reko.de	
Notfallmanagement	Lieferant: ---	
Firma:	Castell Life Safe GmbH	
Anschrift:	Im Neuen Feld 5	
PLZ, Ort:	57223 Kreuztal	
Telefon:	02732 25735	
Kontakt:	Hans-Georg Castellan	
E-Mail:	info@life-safe.de	



Alle Antworten auf einen Blick

Objekt
Standort
Anschrift
Tel. / Fax
Service Firma
Tel. / E-Mail
Ansichten
Standortbeschreibung
Bilder
Wartungshefte
Bedienungsanleitung
usw.

Verteilt durch die:
Eskalationsmatrix
SMS-E-Mail-Fax-Anruf